




Ficha técnica REF 09.44.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.44.13	Nelson trocar abdom 4.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46899	GTIN	04046826011376
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-155
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	4.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		