






Ficha técnica REF 09.52.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.52.10	Lichtwitz aguja p seno maxilar Ø 1.6mm 12.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46899	GTIN	04046826011574
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-155
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso neto (kg)	0,014	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.6mm 12.5cm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		