






Ficha técnica REF 09.72.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.72.08	Quincke aguja 0.70x90mm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90183900
GMDN	38749	GTIN	04046826011949
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-206
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	0.70x90mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		