






## Ficha técnica REF 09.74.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.74.20	Lichtwitz cánula p antro Ø 2.0mm 14.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826012076
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,036	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.0mm 14.5cm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		