






Ficha técnica REF 09.74.80

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Referencia | 09.74.80 | Vogel cánula p antro Ø 2.0mm 14.5cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 38749 | GTIN | 04046826012137 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-561 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso neto (kg) | 0,015 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | Ø 2.0mm 14.5cm | Revestimiento | Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Tornillo | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |
| Otro | 2.0401 (CuZn39Pb3) | | |