







## Ficha técnica REF 09.75.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.75.40	Menghini aguja p biopsia 1.60x70mm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90183900
GMDN	11775	GTIN	04046826012212
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	1.60x70mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		