






Ficha técnica REF 09.75.84

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.75.84	trocar 105mm p Ø 1.40mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90183900
GMDN	46899	GTIN	04046826012267
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-154
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso neto (kg)	0,058	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	105mm Ø 1.40mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		