



Ficha técnica REF 09.79.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.79.35	pieza de conexión conica LL Ø 5-9mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826012939
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,013	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5-9mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.0401 (CuZn39Pb3)		