







Ficha técnica REF 09.79.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.79.85	cánula p infusion c oliva 1.8x75mm crv Luer	
Unidad	unid.	Número de aduana	90183900
GMDN	10730	GTIN	04046826352219
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-561
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	1.8x75mm	Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	2.0401 (CuZn39Pb3)		