



Ficha técnica REF 09.83.47

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.83.47	Fergusson cánula aspir 7 Charr 12.5cm vástago aislado	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013363
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,037	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	7 Charr 12.5cm	Revestimiento	Revestimiento termoplástico en polvo de poliamida en varios colores
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		