



## Ficha técnica REF 09.83.56

03.06.2026

| Datos generales                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                    | 09.83.56                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frazier cánula aspir 6 Charr acod 18cm |                |
| Unidad                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número de aduana                       | 90189084       |
| GMDN                                                                                          | 38749                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GTIN                                   | 04046826013394 |
| Clasificación                                                                                 | 2a (EU MDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UMDNS-Code                             | 10-566         |
| Clasificación                                                                                 | 6 (EU MDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base UDI-DI                            |                |
| Peso neto (kg)                                                                                | 0,019                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Manual de uso                          | G098395        |
| Latex free                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instrucciones de preparación           | MPK03-1        |
| <div></div>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
| Medicon medios                                                                                | 450.00.03 (catálogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                                        |                |
| Imagen completa                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imagen detallada                       |                |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
| Medida                                                                                        | 6 Charr 18cm                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revestimiento                          |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
| Material                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                |
|                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                |
| Cuerpo<br>Otro                                                                                | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                |