



## Ficha técnica REF 09.83.82

11.12.2025

| Datos generales                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                    | 09.83.82                                                                                                                                             | Frazier (Fergusson) cánula aspir 12 Charr acod 18cm |                |
| Unidad                                                                                        | unid.                                                                                                                                                | Número de aduana                                    | 90189084       |
| GMDN                                                                                          | 38749                                                                                                                                                | GTIN                                                | 04046826013462 |
| Clasificación                                                                                 | 2a (EU MDD)                                                                                                                                          | UMDNS-Code                                          | 10-566         |
| Clasificación                                                                                 | 6 (EU MDD)                                                                                                                                           | Base UDI-DI                                         |                |
| Peso neto (kg)                                                                                | 0,041                                                                                                                                                | Manual de uso                                       | G098395        |
| Latex free                                                                                    | si                                                                                                                                                   | Instrucciones de preparación                        | MPK03-1        |
| <div></div>  |                                                                                                                                                      |                                                     |                |
| Medicon medios                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                                                     |                |
| Imagen completa                                                                               |                                                                                                                                                      | Imagen detallada                                    |                |
| <div></div> |                                                                                                                                                      |                                                     |                |
| Medida                                                                                        | 12 Charr 18cm                                                                                                                                        | Revestimiento                                       |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                |
| Material                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |                |
|                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                    |                                                     |                |
| Cuerpo<br>Otro                                                                                | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                         |                                                     |                |