



Ficha técnica REF 09.84.23

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.84.23	Yasargil cánula aspir Ø 2.0mm 13cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013592
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.0mm 13cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		