



Ficha técnica REF 09.85.00

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.85.00	Yankauer cánula aspir 28cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013721
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,076	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	28cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		