



Ficha técnica REF 09.85.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.85.08	Andrews Pynchon cánula aspir fina 23.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013769
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,064	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		