



Ficha técnica REF 09.85.12

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.85.12	cabeza aspir sola p 09.85.00	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826013776
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	00-000
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		