



Ficha técnica REF 09.86.30

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.86.30	cánula aspir c adapt p tubo 21cm Ø 6mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826013899
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,120	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	21cm Ø 6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		