





Ficha técnica REF 09.87.22

03.06.2026

| Datos generales | | | |
|--|--|--|--|
| Referencia | 09.87.22 | Toledo cánula p liposucc 5cm Ø 4mm mango | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45414 | GTIN | 04046826014100 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 17-640 |
| Clasificación | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,055 | Manual de uso | G098395 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK11 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 5cm Ø 4mm | Revestimiento | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Mango | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Otro | 1.4021 (X20Cr13) | | |