





## Ficha técnica REF 09.87.24

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.24	Toledo cánula p liposucc 15cm Ø 3mm mango	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014124
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,056	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK11
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 451.03.82 (prospecto liposuction )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm Ø 3mm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		