






Ficha técnica REF 09.87.42

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.42	jeringa p liposucc 50/60ml LL p/60	
Unidad	paq./60	Número de aduana	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826480578
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">STERILE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">EO</div>  </div>			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	50/60ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PP (Polypropylen)		