






## Ficha técnica REF 09.87.43

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.43	jeringa p liposucc 50/60ml p/60	
Unidad	paq./60	Número de aduana	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826014278
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	2,500	Manual de uso	G098395
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>STERILE</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>EO</b></div>  </div>			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 451.03.82 (prospecto liposuction )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	50/60ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
			
Material			
	<b>N° de material (Denominación DIN)</b>		
<b>Cuerpo</b>	PP (Polypropylen )		