








Ficha técnica REF 09.87.44

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.44	stop p jeringas de liposucc	
Unidad	unid.	Número de aduana	90183190
GMDN	56636	GTIN	04046826014285
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-929
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida		Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.2315 (AlMgSi1)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4310 (X10CrNi18-8)		