





Ficha técnica REF 09.87.45

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.45	mango c empalme de tubo p cánula liposucc	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014292
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,138	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		