





## Ficha técnica REF 09.87.48

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.48	cánula p liposucc 15cm Ø 2.0mm empalme LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014322
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,011	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK11
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 451.03.82 (prospecto liposuction )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm Ø 2.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Mango</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		