






Ficha técnica REF 09.87.57

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.57	cánula p liposucc 5cm Ø 1.7mm empalme LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014407
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK11
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	5cm Ø 1.7mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		