





## Ficha técnica REF 09.87.62

03.06.2026

| Datos generales  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
| Referencia   | 09.87.62   | Entner cánula p liposucc rct 20cm Ø 3mm 22 orif LL |                |
| Unidad   | unid.  | Número de aduana                                   | 90189084       |
| GMDN   | 45414  | GTIN   | 04046826014452 |
| Clasificación  | 2a (EU MDD)  | UMDNS-Code   | 17-640         |
| Clasificación  | 6 (EU MDD)   | Base UDI-DI  |                |
| Peso neto (kg)   | 0,015  | Manual de uso                                      | G098395        |
| Latex free   | si   | Instrucciones de preparación                       | MPK11          |
|   |  |  |                |
| Medicon medios   | 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.82 (prospecto liposuction ) |  |                |
| Imagen completa  |  | Imagen detallada                                   |                |
|  |  |  |                |
| Medida   | 20cm Ø 3mm   | Revestimiento                                      |                |
| Condiciones de almacenamiento  |  |  |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |  |  |                |
| Material   |  |  |                |
|  | N° de material (Denominación DIN)  |  |                |
| Cuerpo<br>Mango  | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                 |  |                |