



## Ficha técnica REF 09.87.67

11.12.2025

| Datos generales                                                                               |                                                                              |                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                    | 09.87.67                                                                     | Entner cánula p liposucc bay 20cm Ø 3mm 22 orif LL |                |
| Unidad                                                                                        | unid.                                                                        | Número de aduana                                   | 90189084       |
| GMDN                                                                                          | 45414                                                                        | GTIN                                               | 04046826014506 |
| Clasificación                                                                                 | 2a (EU MDD)                                                                  | UMDNS-Code                                         | 17-640         |
| Clasificación                                                                                 | 6 (EU MDD)                                                                   | Base UDI-DI                                        |                |
| Peso neto (kg)                                                                                | 0,020                                                                        | Manual de uso                                      |                |
| Latex free                                                                                    | si                                                                           | Instrucciones de preparación                       | MPK11          |
| <div></div>  |                                                                              |                                                    |                |
| Medicon medios                                                                                | 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.82 (prospecto liposuction ) |                                                    |                |
| Imagen completa                                                                               |                                                                              | Imagen detallada                                   |                |
| <div></div> |                                                                              |                                                    |                |
| Medida                                                                                        | 20cm Ø 3mm                                                                   | Revestimiento                                      |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                 |                                                                              |                                                    |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                        |                                                                              |                                                    |                |
| Material                                                                                      |                                                                              |                                                    |                |
|                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                            |                                                    |                |
| Cuerpo<br>Mango                                                                               | 1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                 |                                                    |                |