



Ficha técnica REF 09.87.71

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.87.71	Entner cánula p liposucc rct 15cm Ø 3mm 18 orif mango	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45414	GTIN	04046826014544
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	17-640
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,056	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK11
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm Ø 3mm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		