



Ficha técnica REF 09.87.83

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.87.83	transfer adaptador LL/w LL/w	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014667
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida		Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		