



## Ficha técnica REF 09.87.84

25.08.2026

| Datos generales                                                                   |                                   |                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                        | 09.87.84                          | transfer adaptador LL/w LL/w |                                                        |
| Unidad                                                                            | unid.                             | Número de aduana             | 90189084                                               |
| GMDN                                                                              | 35384                             | GTIN                         | 04046826014674                                         |
| Clasificación                                                                     | 2a (EU MDD)                       | UMDNS-Code                   | 11-729                                                 |
| Clasificación                                                                     | 2 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                  |                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                    | 0,004                             | Manual de uso                |                                                        |
| Latex free                                                                        | si                                | Instrucciones de preparación | MPK02                                                  |
|  |                                   |                              |                                                        |
| Medicon medios                                                                    |                                   |                              |                                                        |
| Imagen completa                                                                   |                                   | Imagen detallada             |                                                        |
|                                                                                   |                                   |                              |                                                        |
| Medida                                                                            |                                   | Revestimiento                | Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie |
| Condiciones de almacenamiento                                                     |                                   |                              |                                                        |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                            |                                   |                              |                                                        |
| Material                                                                          |                                   |                              |                                                        |
|                                                                                   | N° de material (Denominación DIN) |                              |                                                        |
| Cuerpo                                                                            | 2.0401 (CuZn39Pb3)                |                              |                                                        |