



Ficha técnica REF 09.87.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.87.85	conector p mango p cánules liposucc	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014681
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-729
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,044	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		