



Ficha técnica REF 09.87.86

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.86	soporte p jeringas LL Ø 40mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014698
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-729
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,197	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 40mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		