



Ficha técnica REF 09.87.94

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.94	jeringa p lipo inyección 1ml LL p/100	
Unidad	paq./100	Número de aduana	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826405601
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,920	Manual de uso	G098395
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
STERILE R			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	1ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PP (Polypropylen)		