



Ficha técnica REF 09.87.98

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.87.98	jeringa p lipo inyección 3ml LL p/200	
Unidad	paq./200	Número de aduana	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826427207
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,986	Manual de uso	G098395
Latex free		Instrucciones de preparación	
STERILE R			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	3ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PP (Polypropylen)		