



Ficha técnica REF 09.88.07

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.88.07	cánula infiltracion Ø 1.0x120mm P/100	
Unidad	paq./100	Número de aduana	90183190
GMDN	60909	GTIN	04046826462611
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,398	Manual de uso	G098395
Latex free		Instrucciones de preparación	
STERILE EO			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 1.0x120mm	Revestimiento	Capa delgada de silicona cubre partes del producto
Condiciones de almacenamiento			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4301 (X5CrNi18-10) PP (Polypropylen)		