



Ficha técnica REF 09.88.18

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.88.18	Poole cánula aspir crv Ø 6mm 18 Charr 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826014834
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,027	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 6mm 18 Charr 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		