



Ficha técnica REF 09.88.83

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.88.83	transfer adaptador LL/hem LL/hem 75mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35384	GTIN	04046826014926
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-729
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.82 (prospecto liposuction)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4301 (X5CrNi18-10)		