



Ficha técnica REF 09.95.11

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.95.11	cable de traccion solo inox flex 90cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826014995
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-828
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,017	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	90cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		