



Ficha técnica REF 09.96.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.96.08	sonda p endarterectomia Ø 8.5mm 55cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31729	GTIN	04046826015282
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-824
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 8.5mm 55cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		