



Ficha técnica REF 09.96.54

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	09.96.54	Schmid cánula aspir Ø 4mm 15cm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826015343
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-564
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4mm 15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		