



Ficha técnica REF 09.99.01

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.99.01	PEN mango p cánula aspir	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826434229
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,027	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.02.56 (prospecto PEN)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		