



Ficha técnica REF 09.99.03

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.99.03	PEN adaptador p canulas de asp desechable c conex plug-in	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826450328
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.02.56 (prospecto PEN)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		