



Ficha técnica REF 09.99.13

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	09.99.13	PEN cánula 2.0x110mm mal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826434281
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.02.56 (prospecto PEN)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0x110mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		