



Ficha técnica REF 10.00.11

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	10.00.11	Medicon Halsted p-aguja 11.5cm estr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826015466
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	11.5cm	Revestimiento	
--------	--------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)