



Ficha técnica REF 10.19.20

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	10.19.20	Hegar p-aguja 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016005
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,074	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		