



Ficha técnica REF 10.28.74

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	10.28.74	Mini Ryder HM p-aguja 23cm liso	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016586
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,059	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	23cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		