



## Ficha técnica REF 10.30.69

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                               |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 10.30.69                                                                        | Microvasc HM Eufrate Pasqué p-aguja 18cm estr |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                           | Número de aduana                              | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 12726                                                                           | GTIN                                          | 04046826016722                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                                    | 12-726                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                                   | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,070                                                                           | Manual de uso                                 | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                              | Instrucciones de preparación                  | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div>    |                                                                                 |                                               |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                               |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                 | Imagen detallada                              |                                                                                                |
| <div></div> |                                                                                 |                                               |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                           | 18cm                                                                            | Revestimiento                                 | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                 |                                               |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                 |                                               |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                               |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                               |                                               |                                                                                                |
| Cuerpo<br>Otro                                                                                                                                                                   | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                                                  |                                               |                                                                                                |