



Ficha técnica REF 10.37.20

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	10.37.20	Thomson Walker (Bozemann) p-aguja 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016845
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,067	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		