



Ficha técnica REF 10.39.65

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	10.39.65	Senning HM p-aguja 15cm estr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826016920
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-726
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	15cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		