



## Ficha técnica REF 10.58.63

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                              |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.58.63                                        | Kilner HM p-aguja 13cm       |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                      | unid.                                           | Número de aduana             | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                        | 12726                                           | GTIN                         | 04046826017040                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                   | 12-726                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                               | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R002;01;ah;3J                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                              | 0,040                                           | Manual de uso                | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                  | si                                              | Instrucciones de preparación | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div>                                                                               |                                                 |                              |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                              | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | Imagen detallada             |                                                                                                |
|    |                                                 |                              |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                      | 13cm                                            | Revestimiento                | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                              |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                              |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                              |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                                                                                                |
| Cuerpo<br>Otro                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4021 (X20Cr13)<br>K40 (WcCo)                  |                              |                                                                                                |